



# NEOTECH®

---

# Tabla de Contenido



## Soporte respiratorio

A

RAM Cannula®	02
NeoBar®	03
NeoSeal®	04

## Cuidado de la piel

B

Neobridge®	05
Hold-a-line™	06
EZ-Hold®	07
Neobond®	08
SoftSil™	09

## Dispositivos de Monitorización

C

Neolead® electrodos	10
Neolead® radiolúcidos	11
NeoPulse™	12
NeoSmile™	13

## Dispositivos de seguridad

D

Neoglo® (transiluminador)	14
Kit examen ocular	15

## Accesorios

E

Neoshades®	16
EZCare™ Softouch	17
Mentonera ChinStrap™	18
Little Sucker®	19
Little Sucker® Nasal Tip	20
NeoSucker® Curved	21
Neotech Meconium®	22
NeoSpoon™	23

## Dispositivos de utilidad

F

Suction Caddy™	24
Neopockets™	25
Neohug®	26
NeoGrip®	27
Neotech Cell Wipe™	28
Neotech Cell Shield™	29

## Dispositivo de lactancia

G

Neotech Bridge®	30
-----------------	----



Durante las últimas tres décadas, Neotech se ha convertido en una marca esencial en las UCIN y UCIP de todo el mundo. Sus productos innovadores benefician tanto a los pacientes como a los clínicos, ya que se enfocan en marcar la diferencia.

**NEOTECH**<sup>®</sup>  
P r o d u c t s L L C

**minerva**  
medical

- Bogotá: Cra. 72 No. 127C - 91 / Teléfono: (+57) 6012268111
- Medellín: Cra. 50FF No.8 SUR - 27 Oficina 312 del EDIFICIO OCHO CERO OCHO.  
Teléfono: (+57) 6043666284 - (+57) 6043666317
- Cali: Av. 6N No.17 - 92 Oficina: 314 / Teléfono: (+57) 6024850200
- Bucaramanga: Cra. 28 16 21 San Alonso. Teléfono (+57) 3163327343
  - Pereira: Calle 15 No. 4a - 236 Zapan torre 3 Apto. 1202.  
Dosquebradas Risaralda. Celular: (+57) 3155819295
- Cartagena: Pie de la popa, Calle Mompox No. 30-102 Local B3.  
Teléfono: 6056560025 (Ext. 26)
- Pasto: Condominio Morasurco, Cra. 45 No. 20 B 31 bloque 2 Apto. 203.  
Celular: (+57) 3175031028
- Ibagué: Cra 6 #47-42 oficina 403 edificio Catumare barrio Piedra Pintada

[www.minervamedical.com.co](http://www.minervamedical.com.co)

# NeoTech® RAM Cánula®


## Cánula de Oxígeno Nasal

### Características y beneficios

- Interface de cánula nasal, para uso de oxígeno humidificado de alto/bajo flujo, apoyo respiratorio y asistencia en ventilación no invasiva.
- Prongs curvos y suaves.
- Tamaños codificados por colores, según el peso del paciente.
- Incluye adaptador para el tubo de oxígeno de 15 mm.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaque individual.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N4900	Prematuro Micro	10
N4901	Prematuro	10
N4902	Recién Nacido	10
N4903	Infante	10
N4904	Pequeño	10
N4905	Mediano	10
N4906	Grande	10
N4820	Adaptador para Tubo de Oxígeno	50

[Ver ficha técnica](#)



**minerva**  
medical

## NeoBar®


Fijadores con hidrocoloide para TET

### Características y beneficios

- Lengüetas hidrocoides NeoBond®, suaves para la piel.
- Diseñadas para reducir las extubaciones, contribuir a prevenir el trauma palatal y permitir un mejor cuidado oral.
- Elimina la necesidad de poner cinta cerca de la nariz o la boca.
- Pueden cortarse para retirada de emergencia  
Tamaños codificados por colores.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaque individual.

Referencia	Tamaño	Color	Unidades por Caja
N709	Mini	Violeta	5
N710	Ultra	Amarillo	5
N711	Micro	Blanco	5
N712	Small	Verde	5
N713	Large	Azul	5
N714	XL	Rosado	5
N715H	Macro	Claro	5
N716H	Jumbo	Gris	5

[Ver ficha técnica](#)



**minerva**  
medical

# NeoSeal®

## Sello para Cánula Nasal

### Características y beneficios

- Diseñado para mejorar el sello y así obtener un soporte respiratorio más eficaz.
- Protege la piel del tabique y las narinas.
- Compatible con la mayoría de cánulas nasales o prongs.
- Libre de látex o DEHP.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N420	Micro	150
N421	Small	150
N422	Large	150



N420  
Tamaño Real



N421  
Tamaño Real



N422  
Tamaño Real



[Ver ficha técnica](#)

# NeoBridge®

## Soporte para Catéter Umbilical

### Características y beneficios

- Base hidrocólida NeoBond® amable con la piel.
- Tapas fijadoras de posición diseñadas para aliviar la presión en los catéteres y evitar que estos se desplacen.
- Acomoda hasta dos catéteres.
- Tapa diseñada para abrir y cerrar repetidamente.
- La tapa transparente permite una mejor visibilidad.
- Libre de látex o DEPH.
- Paquetes individuales.

Referencia	Tamaño	Peso aproximado	Unidades por Caja
N700	Micro	≤ 800 g	20
N701	Small	800 - 1200 g	20
N702	Large	1200 - 2200 g	20

[Ver ficha técnica](#)



N700



N701



N702

**minerva**  
medical

# Hold-A-Line™

## Soporte para Catéter y Tubo

### Características y beneficios

- Base hidrocoloide NeoBond® amable con la piel.
- Tapa plegable diseñada para aliviar la presión en los catéteres y evitar que estos se desplacen.
- Forma única que permite que sobresalga el muñón umbilical.
- Tapa diseñada para abrir y cerrar repetidamente.
- La tapa transparente permite una mejor visibilidad.
- Libre de látex o DEHP.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N705	Estándar	40

[Ver ficha técnica](#)



**minerva**  
medical

## Ez-Hold®

### Fijador para Cánula Nasal/Tubos

#### Características y beneficios


- Base de hidrocólido NeoBond® amable con la piel.
- Diseñado con pestaña plegable para aliviar la presión en tubos.
- Pestaña diseñada para abrir y cerrar repetidamente.
- La pestaña clara permite una mejor visibilidad.
- Tamaño y forma mini, ideal para bebés prematuros muy pequeños.
- Libre de látex o DEHP.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N756	Mini	100
N757	Estándar	100
N758	X-Large	100


[Ver ficha técnica](#)



N756



N757



N758

**minerva**  
medical

## NeoBond®

Adhesivo hidrocoloide en tiras

### Características y beneficios

- Alternativa amable para la piel a la cinta de acrílico.
- Desarrollado para sujeción duradera.
- Ideal para usar con soportes.
- Libre de látex o DEHP.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N741	1/2" (1.28cm) x 6" (15.24cm) Tiras	100
N742	1" (2.54cm) x 15' (4.572m) Rollo	1

[Ver ficha técnica](#)



N741



N742



**minerva**  
medical

## SoftSil™

### Parche Adhesivo en Silicona

#### Características y beneficios

- Excelente para usar como barrera o protección para la piel.
- Adhesivo de silicona suave es ideal para la piel de los neonatos.
- Cambie de posición según sea necesario.
- Libre de látex o DEHP.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N745	Parche Adhesivo en Silicona	20

[Ver ficha técnica](#)



**minerva**  
medical

# NeoLead®

## Electrodos ECG

### Características y beneficios


- Electrodo precableado.

Centro de Hidrogel.


- Bordes Hidrocoloides NeoBond®:
  - Previene que el hidrogel supure o se seque prematuramente.
  - Proveen estabilidad a los sensores para un mejor trazado.
  - Minimizan deslizamiento.
- Cables de colores para una fácil identificación.
- Libre de látex o DEHP.
- Paquete individual por 3 electrodos.

Referencia	Dispositivo	Tamaño	Unidades por Caja
N300	Mini	3/4"(1.905cm) redondos	20
N301	Estándar	1"(2.54cm) redondos	20

Ver ficha técnica



N301



N300

# NeoLead® Radiolúcidos

## Electrodos ECG

### Características y beneficios

- Electrodo precableado, casi invisible a los Rayos X.
- Centro de Hidrogel.
- Bordes Hidrocoloides NeoBond®:
  - Previene exudación o desecación prematura
  - Permite estabilidad del sensor para un mejor trazado
  - Minimizan deslizamiento
- Cables de colores para una fácil identificación.
- N305 con tres derivaciones (neonatal).
- N315 con cinco derivaciones para dos canales, y monitoreo continuo (pediátrico).
- Libre de látex o DEHP.
- Paquete individual.

### Micro NeoLead®

- Electrodo precableado, casi invisible a los Rayos X
- Centro de Hidrogel.
- Extremos en Hidrocoloide NeoBond® diseñado para:
  - Permitir la estabilidad del sensor para un mejor trazado
  - Minimizar deslizamiento
  - Reducir la necesidad de banda o correa
- Cables de colores para una fácil identificación.
- Libre de látex o DEHP.
- Paquete individual por 3 electrodos.

Referencia	Dispositivo	Tamaño	Unidades por Caja
N305	Radiolúcido	1"(2.54cm) redondos	20
N306	Micro	1"(2.54cm)x 3/8" (.9525cm)	20
N315	Pediátrico	1"(2.54cm) redondos	20

[Ver ficha técnica](#)



N305



N306

**minerva**  
medical

## NeoPulse™

Sujetador desechable para pulsoxímetro

### Características y beneficios

- NeoFoam® suave, transpirable y agradable a la piel con evacuación de la transpiración.
- Ligera y de forma adaptable y ajustable.
- Diseñada para proporcionar estabilidad y comodidad.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaque individual.

Referencia	Tamaño	Peso aprox.	Unidades por Caja
N781	Small	(3/4"(1.905cm)x3"(7.62cm))	100
N782	Large	(1"(2.54cm)x5"(12.7cm))	100
N783	X-Large	(2"(5.08cm)x6"(15.24cm))	100



N781



N782



N783

Ver ficha técnica

**minerva**  
medical

# NeoSmile™

Protector Aislante para Sensor de Temperatura

## Características y beneficios

- Base de hidrocoloide NeoBond® amable con la piel.
- Diseñada para una adherencia duradera.
- La lámina reflectora protege contra el calor ambiental y radiante.
- Diseño de carita feliz.
- Libre de látex o DEHP.

Referencia	Talla	Unidades por Caja
N731	1" (2.54mm) diámetro	150

[Ver ficha técnica](#)



**minerva**  
medical

# NeoGlo®

## Transiluminador

### Características y beneficios


- Las luces LED se enfrían al tacto para seguridad del paciente.
- Múltiples ajustes de luz según preferencia del usuario.
- Diseño ergonómico para comodidad del clínico.
- Tamaño compacto para uso en incubadora.
- Ilumina venas, arterias y otras estructuras internas.
- Diseñado para apagarse antes que la luz se vuelva ineficaz.
- Requiere una sola pila alcalina AA.
- Cordón.
- Precio abordable.
- Libre de látex o DEHP.

### NeoGlo® Sleeve

- Ayuda a mantener limpio y protege de fluidos el NeoGlo®.
- Duradero y desechable.
- Autosellable, libre de látex y DEHP.

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N555WH	Transiluminador	1

[Ver ficha técnica](#)



# Kit para Examen Ocular


## Depresor y Espéculo Desechables

### Características y beneficios

- Desechable, estéril y listo para usar.
- Espéculo único diseñado para:
  - Bloquear en su lugar con la presión del párpado.
  - Permite vista sin restricciones.
  - Abre y cierra con facilidad.
- Espéculo disponible en dos tamaños
- Espéculo neonatal (N6501) ideal para examen ROP.
- Espéculo pediátrico (N6511) estándar.
- Depresor de dos caras con textura innovadora destinada al agarre suave de la conjuntiva.
- Libre de látex o DEHP.
- Paquete individual.

Referencia	Contenido	Unidades por Caja
N6501	Espéculo/Depresor Neonatal	10
N6511	Espéculo/Depresor Estándar	10

[Ver ficha técnica](#)



Espéculo Neonatal Abierto



Espéculo Estándar Cerrado

Depresor



**minerva**  
medical

# Neoshades®

## Protector Ocular para fototerapia

### Características y beneficios

- Material de protección ocular suave y acolchado.
- Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente.
- La cinta para la cabeza NeoFoam®, suave y patentada, sostiene las NeoShades® en posición.
- Cinta ajustable para la cabeza, diseñada para minimizar el deslizamiento y reducir el moldeado a la cabeza.
- Forma única de la cinta de la cabeza diseñada para garantizar un ajuste ideal.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaquetado individualmente.

### NeoShades® con Lengüetas

- Material de protección ocular suave y acolchado. Bolsillo ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente (N724, N725, N726).
- Las lengüetas hidrolípidas NeoBond® son cómodas para la piel y sostienen las NeoShades® en posición.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaquetado individualmente.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N724	Micro con lengüetas	50
N725	Small con lengüetas	50
N725	Large con lengüetas	50
N727	Micro con cinta ajustable	50
N728	Smal con cinta ajustable	50
N729	Large con cinta ajustable	50

[Ver ficha técnica](#)



# EZCare™ Softouch



Collarín para Cánula  
Traqueostomía

## Características y beneficios

- NeoFoam® Ultra, grueso para mejor estabilidad.
- Suave, respirable, NeoFoam® para la piel que absorbe la transpiración.
- Diseñado para comodidad.
- Ligero y con forma adaptable.
- N926 18" (45.72 cm) puede cortarse según sea necesario.
- Material único que ayuda a evitar el deslizamiento.
- Libre de látex o DEHP.
- En paquete individual.

Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N9105TN	5"(12.7cm)	20
N9106TN	6"(15.24cm)	20
N9107TN	7"(17.78cm)	20
N9108TN	8"(20.32cm)	20
N9109TN	9"(22.86cm)	20
N9110TN	10"(25.4cm)	20
N9111TN	11"(27.94cm)	20
N925TN	11"(27.94cm)	20
N926TN	18"(45.72cm)	20

[Ver ficha técnica](#)



**minerva**  
medical

# Mentonera ChinStrap™

## Mentonera

### Características y beneficios

- El NeoFoam® es suave, transpirable y amable con la piel, absorbiendo el sudor.
- Su flexibilidad permite un movimiento mínimo de la boca.
- Adaptable y ajustable.
- Diseño partido en la barbilla para comodidad y estabilidad.
- Aberturas para las orejas, para evitar que se doblen.
- Diseñado para reducir el riesgo de úlceras de presión o necrosis.
- Material único que previene el deslizamiento.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaquetado individualmente.

Referencia	Contenido	Unidades por Caja
N784	Nano	20
N785	Micro	20
N786	Small	20
N787	Large	20
N788	X-Large	20
N789	Macro	20
N790	Jumbo	20

[Ver ficha técnica](#)



N784

**minerva**  
medical

# Little Sucker®

Catéter para Succión Oral y Nasal

## Características y beneficios

- Diseñado para realizar la aspiración con una sola mano.
- Puerto para succión intermitente con el pulgar.
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaquetado de manera individual.

## Little Sucker® con Cubierta

- Diseñado para proteger el Little Sucker de daño, suciedad y contaminantes externos.
- Color azul fuerte para una mejor visibilidad.
- Tapón para reducción del ruido.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaque individual.

Referencia	Contenido	Unidades por Caja
N204	Prematuro	50
N204C	Prematuro con cubierta	50
N204C	Prematuro con cubierta	50
N205	Estándar	50
N205C	Estándar con cubierta	50

[Ver ficha técnica](#)



N204



N205C

# Little Sucker® Nasal Tip

Dispositivo para succión nasal

## Características y beneficios

- Punta especialmente diseñada para minimizar potencial trauma en el tejido nasal.
- Diseñado para succionar con una sola mano.
- Puerto para succión intermitente con el pulgar.
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaque individual.



N224

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N224	Punta Nasal Prematuro	50
N225	Punta Nasal Estándar	50



N225

[Ver ficha técnica](#)

# Little Sucker® Curved

Dispositivo para succión oral y nasal

## Características y beneficios

- Forma anatómicamente curvada.
- Diseñado para realizar la aspiración con una sola mano.
- Puerto para succión intermitente con el pulgar.
- Punta suave y flexible similar a una pera de goma.
- N208 XL indicado para pacientes pediátricos mayores o adultos.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaquetado de manera individual.



Referencia	Tamaño	Unidades por Caja
N206	Prematuro	50
N207	Estándar	50
N208	X-Large	50

[Ver ficha técnica](#)

# Neotech Meconium<sup>®</sup>

## Dispositivo de Extracción de Meconio


### Características y beneficios

- Diseñado para eliminar el meconio mediante la succión bucal.
- Puerto de control para realizar succión intermitente.
- Conecta a la mayoría de los tubos orotraqueales.
- Resaltado en el Textbook of Neonatal Resuscitation<sup>1</sup>.
- N0102 (amarillo) permite una identificación más sencilla.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaquetado de forma individual.

Referencia	Contenido	Unidades por Caja
N0101	Transparente	40
N0102	Amarillo	40

1. Texto de Reanimación Neonatal, 6ª edición (2011), pág. 43, Figura 2.7

[Ver ficha técnica](#)



N0101



N0102

**minerva**  
medical

# NeoSpoon™

## Cucharita para Medición Desechable

### Características y beneficios

- Diseño dual 1/8 tsp (.6 ml) y 1/2 tsp (2.5 ml).
- Diseñada para obtener una dosificación rápida y exacta.
- Dispense el volumen exacto en múltiplos de 1/8 de tsp (.6ml).
- Ideal para la preparación de nutrición.
- Material biodegradable y respetuoso con el medioambiente.
- Libre de látex o DEHP.
- Envasado individual.

Referencia	Volumen	Unidades por Caja
N761	1/8 & 1/2 tsp	100

Ver ficha técnica



**minerva**  
medical

# Suction Caddy™

## Soporte para Dispositivo de Succión

### Características y beneficios

- Fácil de usar y se adhiere a la mayoría de las superficies lisas.
- Mantiene los dispositivos y los tubos de succión a la mano y lejos del suelo.
- Cómoda área diseñada para escribir el nombre del paciente y la fecha.
- El plástico transparente permite una mayor visibilidad.
- El anclaje del tubo ayuda a reducir el ruido.
- Copa amplia y resistente permite fácil retiro del dispositivo para succión.
- Libre de látex o DEHP.
- Empaque individual.

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N245	Suction Caddy	20

[Ver ficha técnica](#)



**minerva**  
medical


## Neopockets™

### Organizador Personal para Incubadora

#### Características y beneficios

- Aplicación y extracción repetida sin residuos adhesivos.
- El vinilo transparente permite la perfecta visibilidad del paciente.
- Se adhiere a la mayoría de superficies lisas.
- Cuenta con tres bolsillos para:  
La información del paciente, el termómetro, fotos de familia y más.
- Guías perforadas para corte y adaptación.
- Se adapta a una gran variedad de modelos de incubadoras.
- Libre de látex o DEHP.

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N7325	NeoPockets	20



[Ver ficha técnica](#)

## NeoHug®

### Sujetador para Dispositivos Neonatos

#### Características y beneficios

- Fácil de usar, se adhiere a todas las superficies.
- Se puede reposicionar repetidamente, sin dejar restos adhesivos.
- Ideal para sujetar chupos, cauchos de succión y otros.
- Libre de látex o DEHP.
- Asas flexibles para sujetar diferentes objetos.
- Empaque individual.
- Ajuste de clip para atril o con chupa.

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N680A-C	Colores variados C-Clip	25
N680A-S	Colores varios chupa	25

Ver ficha técnica



minerva  
medical

# NeoGrip®

## Soporte de Tubos y Cables

### Características y beneficios

- Ayuda a mantener unidos los tubos, cables y circuitos.
- Permite una mejor movilidad al paciente.
- Se sujeta a ropa de cama o de vestir sin dañarla.
- Útil con el método madre canguro.
- Puede abrirse y cerrarse sin pérdida de residuos.
- Para uso clínico o de atención en casa.
- Excelente para pacientes ambulatorios.
- Libre de látex o DEHP.



N601

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N601	VersaGrip	40

[Ver ficha técnica](#)

# Neotech Cell Wipe™

## Toallita para Celular

### Características y beneficios

- Toallitas húmedas desechables.
- Libre de pelusa y no abrasiva.
- No deja manchas ni pelusa.
- Elimina manchas, huellas dactilares y anti estática.
- Caja dispensadora lista para usar.
- Envase individual.

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N15200	Cell Whipes & Shield	200



[Ver ficha técnica](#)

# Neotech Cell Shield™

## Protector para Celular

### Características y beneficios

- Ayuda a mantener limpios los teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.
- La nítida cubierta permite tocar, hablar, deslizar y tomar fotos.
- Autosellable.
- Desechable.
- Caja dispensadora lista para usar.
- Fabricada libre de látex y de plastificante DEHP.

Referencia	Dispositivo	Unidades por Caja
N15200	Cell Whipes & Shield	200



[Ver ficha técnica](#)

# Neotech Bridge®

## Asistencia para amamantamiento

### Características y beneficios

- Permite la administración de calostro, leche materna extraída, leche materna fortificada o en fórmula.
  - Silicona delgada grado médico.
  - Disponibilidad de extensión.
  - Disponibilidad conexión para usar Jeringa Enfit.
  - Ayuda a mantener el contacto piel a piel.
  - Libre de látex y DEHP
1. PROMUEVE el agarre y producción de leche materna.
  2. PROPORCIONA una superficie para que el bebé se agarre. (enganche).
  3. PERMITE la cooperación durante la alimentación del bebé.
  - 4.1. MINIMIZA la manipulación.
  - 4.2. SEGURIDAD de acuerdo a la aceptación y tolerancia del bebé.
  5. FORTALECE el vínculo madre e hijo.
  6. MINIMIZA riesgo de toxicidad en el bebé..

Ver ficha técnica





**minerva**  
medical

- Bogotá: Cra. 72 No. 127C - 91 / Teléfono: (+57) 6012268111
- Medellín: Cra. 50FF No.8 SUR - 27 Oficina 312 del EDIFICIO OCHO CERO OCHO.  
Teléfono: (+57) 6043666284 - (+57) 6043666317
- Cali: Av. 6N No.17 - 92 Oficina: 314 / Teléfono: (+57) 6024850200
- Bucaramanga: Cra. 28 16 21 San Alonso. Teléfono (+57) 3163327343
- Pereira: Calle 15 No. 4a - 236 Zapan torre 3 Apto. 1202.  
Dosquebradas Risaralda. Celular: (+57) 3155819295
- Cartagena: Pie de la popa, Calle Mompox No. 30-102 Local B3.  
Teléfono: 6056560025 (Ext. 26)
- Pasto: Condominio Morasurco, Cra. 45 No. 20 B 31 bloque 2 Apto. 203.  
Celular: (+57) 3175031028
- Ibagué: Cra 6 #47-42 oficina 403 edificio Catumare barrio Piedra Pintada

[www.minervamedical.com.co](http://www.minervamedical.com.co)